

KRONOS 子鼻是气味和挥发性有机物分析。包括自动进样器和直接进样分析系统。空瓶不  
柱子分离，直接进入进样器。

### 系统特点

1 空自动进样器 (32, 64 或 96 品位) 适用不同体积的样品瓶和

### 2 KRONOS 主机特点

- 气: 氮气
  - 加热的不分流出口: 250°C
  - 离子化模式: 电子冲击
  - 质量范围: 1-200 amu
  - 扫描或离子模式
  - 自
  - 控制和数据采集控制系统: 可以测量并记录所有数据和系统参数
- KRONOS 可以升级为 PROMETHEUS, 与金属氧化物传感器系统用

### 3 数据处理和系统控制

- 自动进样器控制
- 数据采集和存储
- 系统功能
- 完整的多量分析包, 包括定性和定量分析

