

PROMETHEUS 子鼻是气味和挥发性有机成分分析器。它由 FOX 和 KRONOS 两个传感器组成：金属氧化物传感器阵列和指示分析器，采用自校准器。

系统特点

1 空白器 (32, 64 或 96 品位) 多个 :

- SPME/SPDE/ITEX 增加灵敏度和选择性
- 大体积，最大可达 750mL
- 微生物分析

2 子鼻主机 :

- FOX: 6, 12 或 18 高灵敏度传感器
- KRONOS: 高选择性
 - 气: 氮气
 - 可加不分流出口: 250°C
 - 离子化方式: 子撞
 - 范围: 1-200 amu
 - 扫描或离子模式
 - 自校准

子鼻附件 :

- 自校准器和数据采集控制
- 完整的多量分析包
- 多个工具: 自校准, 传感器校准

- 推荐使用空气发生器

售后服务

- 耗材套包: 启包 (样品瓶和校准溶液)
- 合同(硬件, 附件和费用)

